

<b>FICHA TECNICA DE PRODUCTO</b>	Modulo <b>STD</b>
Rev. 02 – 27.04.2010	

<b>DM348</b>	<b>Tensiómetro aneroides palmar large ergonómico LOGIKO VISUAL</b>
--------------	--

**Finalidad**

Dispositivo para la medición de la presión arterial.

**Características principales**

Gracias a la pera montada en el manómetro, se puede utilizar con una mano sólo. Escala 0-300mmHg. Liberación máxima del aire con válvula de purga cerrada: 4mmHg/minuto. Deflación ajustable manualmente hasta 2/3 mmHg/s. De 260mmHg a 15mmHg tiempo de deflación máximo: 10 segundos. Escala graduada de 2mmHg en 2mmHg con marcas menores no numeradas cada 10 unidades y marcas mayores numeradas cada 20 unidades. Pantalla blanca con números azul y aguja negra. Piezas metálicas cromadas y/o pintadas. Cero flotante (la aguja no se detiene en correspondencia del cero, sino puede oscilar libremente). Brazaletes en nylon con cierre en velcro y anillo en metal. Pera en PVC con válvula posterior en metal cromado. Válvula de purga de aire en metal cromado con regulación del aire mediante válvula de tornillo. Cada tensiómetro está en estuche con cremallera, embalado en caja imprimida.

**Imagen producto**



**REFERENCIAS FABRICANTE**

<b>Fabricante en conformidad con 93/42</b>	<i>WENZHOU KANGJOU MEDICAL INSTRUMENT CO. LTD.</i>
<b>País de producción</b>	<i>CHINA</i>
<b>Clase de dispositivo 93/42</b>	<i>Clase I con función de medición</i>
<b>Código de clasificación GMDN</b>	<i>16156</i>

**Características técnicas**

<b>Escala</b>	<i>0-300 mmHg ogni 2 mmHg</i>
<b>Tiempo máximo de deflación</b>	<i>10 Seg.</i>

**Materiales principales en contacto con el paciente**

<b>Brazaletes</b>	<i>Nylon</i>
<b>Pera</b>	<i>PVC</i>

**Dimensiones**

<b>Manometro</b>	<i>Diámetro 67 mm</i>
<b>Brazaletes</b>	<i>Circunferencia brazo 26/36 Cm</i>